

# Flytande handdesinfektion

## Handdesinfektion till desinfektion av händer



**Användning:** Desinfektionen används som hygienisk handdesinfektion vid alla tillfällen där det krävs en mycket hög grad av rena och sterila procedurer. Produkten används på synligt ren och torr hud. Fördela minst 2 ml desinfektion på fingrar, mellan fingrar, på handrygg och handflata samt runt handleder. Gnid in desinfektionen tills huden är torr. För maximal effekt rekommenderas att huden hålls fuktig under minst 30 sekunder.

## Fakta & Egenskaper


Effektiv flytande desinfektion för händer.

Dödar effektivt bakterier, svampar och jästsvampar.

Kan användas när handskar är påtagna.

Innehåller mjukgörande medel som gör händerna mjuka och smidiga.

Testad och uppfyller kraven i den europeiska standarden EN1500.



ART NR	FÖRPACKNING	DISPENSER	PRODUKTNAMN
2705	5,0 L dunk	-	Flytande handdesinfektion
2708	1,0 L patron Cutan	4308/4309	Cutan flytande handdesinfektion
2725	125 ml flaska	-	Flytande handdesinfektion