

Assurer **l'hygiène** des mains dans un endroit critique : la zone de soins




La conformité à portée de mains :

- Élimine un des principaux obstacles à la conformité aux règles d'hygiène en améliorant l'accès
- Amène le personnel à mieux se conformer aux règles d'hygiène des mains de l'OMS et des CDC
- Intègre l'hygiène des mains au processus de soins du patient
- Présente diverses possibilités de montage pour plus de souplesse dans le choix de l'emplacement
- Peut être intégré au système de suivi électronique de l'hygiène des mains DebMed

L'OMS définit la zone de soins comme étant le point de rencontre de trois éléments :

- Patient
- Travailleur de la santé
- Soins impliquant un contact avec le patient ou son environnement

Grâce au distributeur en zone de soins, DebMed® permet au personnel de la santé de se désinfecter les mains à chacun des quatre moments d'hygiène des mains : avant, pendant et après les soins au patient. La conformité aux règles d'hygiène des mains est donc à la portée des employés.



World Health Organization; 2009



Diverses possibilités de montage

Le distributeur en zone de soins DebMed® se fixe facilement au mur et aux tables de lit ou de chevet. Il représente le moyen le plus efficace pour le personnel d'observer les règles d'hygiène des mains sans interrompre le processus de soins cliniques et sans perdre de temps.

De plus petite taille, le distributeur permet aux unités de soins de respecter les règlements sur la protection contre les incendies

Le flacon de 400 ml peut être installé dans un plus grand nombre de postes de désinfection tout en respectant les normes de sécurité.

Sûr et verrouillable

Le dispositif de verrouillage empêche le vol du distributeur ou son rangement au mauvais endroit.

Revêtement BioCote®

Le distributeur est protégé par l'agent antimicrobien BioCote® à base d'argent qui empêche la prolifération d'un vaste éventail de bactéries et de moisissures. BioCote® ne s'use ni ne disparaît au fil du temps, de telle sorte qu'il reste efficace toute la durée d'utilisation du distributeur. Un coup de chiffon suffit pour nettoyer le distributeur au fini facile d'entretien.

Option de suivi électronique de l'hygiène des mains*

(*Le système de suivi électronique de l'hygiène des mains DebMed n'est pas offert en version française pour l'instant.) DebMed demeure le chef de file de l'innovation sur le marché de l'hygiène des mains grâce au premier distributeur en zone de soins au monde qui permet de surveiller la conformité aux règles d'hygiène des mains.

Choix de couleurs

Le distributeur est offert en blanc ou en rouge pour en favoriser la visibilité et rappeler au personnel de mieux respecter les règles d'hygiène des mains.



- 1 Montage sur table – blanc (Dispositif de montage sur table à installer en zone de soins)
Code de Stock # 400ML-TMW
- 2 Montage sur table – rouge (Dispositif de montage sur table à installer en zone de soins)
Code de stock # 400ML-TMR
- 3 Distributeur mural de 400 ml à installer en zone de soins – blanc (Distributeur mural à installer en zone de soins)
Code de Stock # 400WH
- 4 Distributeur mural de 400 ml à installer en zone de soins – rouge (Distributeur mural à installer en zone de soins)
Code de Stock # 400RED
- 5 **CONÇU POUR**
Mousse antiseptique à base d'alcool Microsan® Encore 400 ml - Contient 72 % d'alcool éthylique et procure une agréable sensation après l'utilisation Certification ÉcoLogo
Code de Stock # 804



www.debmed.com | 866.332.7627

DebMed Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON N0E1Y0

